

CATALOGUE CONSOMMABLES

2018

- Disques Cire
- Disques Résine Provisoire
- Matifiant Scanner 3D
- Disques Acétal / Peek / MHC
- Disques Zircone
- Fraises Multi-Matériaux
- Résines Imprimante 3D

Cire



Référence	Description	Epaisseur	Tarif TTC
STD-WAX-D10	Disque cire bleue ø 98mm épaulé - unitaire	10 mm	12 €
STD-WAX-D12		12 mm	12,5 €
STD-WAX-D14		14 mm	13 €
STD-WAX-D16		16 mm	14 €
STD-WAX-D18		18 mm	14,5 €
STD-WAX-D20		20 mm	15 €
STD-WAX-D26		26 mm	15,5 €
STD-WAX-D30		30 mm	16 €

Résine Provisoire teintée



Référence	Description	Epaisseur	Tarif TTC
STD-RP-D16	Disque Résine Provisoire ø 98,5mm épaulé Couleur A2, A3, A3.5, C3, B3	16 mm	40 €
STD-RP-D20		20mm	50 €
STD-RPM16	Disque Multicouche ø 98,5mm épaulé Couleur A2, A3, A3.5, C3, B3	16 mm	75 €
STD-RPM20		20 mm	80 €

Matifiant Scanner 3D

Référence	Description	Tarif TTC
MAT	Spray Matifiant pour Scanner 3D - 200 ml	30 €

RESINE TECHNIQUE HAUTE PERFORMANCE

Résine Acétal

Pour la réalisation de stellites

Référence	Description	Epaisseur	Tarif TTC
STD-AC-ROSE	Disque Résine Acétal Rose	25 mm	105 €
STD-AC-VITA	Disque Résine Acétal Couleur VITA A2 et A3	20 mm	

Résine Plastic Steel

Pour la réalisation de suprastructures implantaires

Référence	Description	Epaisseur	Tarif TTC
STD-STEEL-15	Disque Blanc / Beige	15 mm	150 €

Résine Peek

Pour la réalisation de stellites, suprastructures implantaires et les inlay-cores

Référence	Description	Epaisseur	Tarif TTC
STD-PEEK-10	Disque Résine PEEK Beige ø 98.5 mm épaulé	10 mm	120 €
STD-PEEK-14		14 mm	150 €
STD-PEEK-16		16 mm	175 €
STD-PEEK-20		20 mm	200 €
STD-PEEK-25		25 mm	250 €

Résine Composite Hybride

Pour la réalisation d'éléments anatomiques définitifs

Référence	Description	Epaisseur	Tarif TTC
STD-MHC-20	Monoteinte A1/B1 ou A2/B2	20 mm	230 €
STD-MHCM-20	Multicouche A1/B1 vers A2/B2	20 mm	250 €
STD-MHCM-25	Multicouche A1/B1 vers Rose	25 mm	250 €

Résine Complet

Pour la réalisation de complets (disque rose veiné)

Référence	Description	Epaisseur	Tarif TTC
STD-RCOMP-D25	Disque Résine Rose veiné	25 mm	75 €



Zircone Classique (1200 Mpa)

Pour la réalisation d'armatures

Référence	Description	Epaisseur	Tarif TTC
ZI-HT12	Zircone classique Diamètre 98.5 mm épaulé Vendu par boîte de 1	12 mm	72 €
ZI-HT14		14 mm	82 €
ZI-HT16		16 mm	90 €
ZI-HT18		18 mm	100 €
ZI-HT20		20 mm	108 €
ZI-HT25		25 mm	125 €

Zircone Translucide (900 Mpa)

Pour la réalisation d'armatures

Référence	Description	Epaisseur	Tarif TTC
ZI-SHT12	Zircone Super Translucide Diamètre 98.5 mm épaulé Vendu par boîte de 1	12 mm	90 €
ZI-SHT14		14 mm	100 €
ZI-SHT16		16 mm	107 €
ZI-SHT18		18 mm	115 €
ZI-SHT20		20 mm	125 €
ZI-SHT25		25 mm	145 €

Colorant Zircone

Référence	Description	Quantité	Tarif TTC
ZI-COLOR	Flacon Colorant Zircone—Teinte VITA	25 ml	18 €
ZI-COLOR-T1	Flacon Colorant transparent pour Zircone—Teinte VITA	25 ml	48 €

Zircone Translucide Pré-Teintée (900 Mpa)

Pour la réalisation d'armatures

Référence	Description	Epaisseur	Tarif TTC
ZI-SHTC10	Zircone Super Translucide Pré-Teintée Diamètre 98.5 mm épaulé / Boîte Unitaire	10 mm	107 €
ZI-SHTC12		12 mm	115 €
ZI-SHTC14		14 mm	125 €
ZI-SHTC16		16 mm	136 €
ZI-SHTC18		18 mm	145 €
ZI-SHTC20		20 mm	155 €
ZI-SHTC25		25 mm	170 €

Zircone Multicouches (900 Mpa)

Pour la réalisation de dents anatomiques et bridges

Référence	Description	Epaisseur	Tarif TTC
ZI-SHTM12	Zircone Super Translucide Pré-Teintée Multicouche Diamètre 98.5 mm épaulé / Boîte Unitaire	12 mm	127 €
ZI-SHTM14		14 mm	142 €
ZI-SHTM16		16 mm	160 €
ZI-SHTM18		18 mm	178 €
ZI-SHTM20		20 mm	195 €
ZI-SHTM22		22 mm	210 €


Zircone Multicouches 3D (600 à 900 Mpa)

NEW : Pour la réalisation de tous les cas, bridges, dents antérieures pour un rendu esthétique maximum
Cette zircone associe un dégradé de teinte et de densité permettant d'allier esthétique et solidité.

Référence	Description	Epaisseur	Tarif TTC
ZI-3DM12	Zircone 3D Pré-teintée Multicouche Diamètre 98.5 mm épaulé / Boîte Unitaire	12 mm	175 €
ZI-3DM14		14 mm	190 €
ZI-3DM16		16 mm	205 €
ZI-3DM18		18 mm	225 €
ZI-3DM20		20 mm	240 €
ZI-3DM22		22 mm	255 €

TEINTE VITA DISPONIBLE :

- Teintes VITA DISPONIBLE en 14 et 18 mm A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, C3, D3
- Teintes disponibles sur les autres épaisseurs A2 et A3

Couleur	Couche	Epaisseur	Dureté	Transparence
	1	20%	≥ 600Mpa	57% ↑ ↓ 43%
	2	15%	≥ 660Mpa	
	3	15%	≥ 730Mpa	
	4	15%	≥ 780Mpa	
	5	15%	≥ 830Mpa	
	6	20%	≥ 900Mpa	

Fraises Cire et Résine

Référence	Description	Dégagement	Tarif TTC
ZH0,6x8	Fraise Hémisphérique de 0,6mm	8 mm	38 €
ZH1x12	Fraise Hémisphérique de 1 mm	12 mm	38 €
ZH1.5x20	Fraise Hémisphérique de 1,5 mm	20 mm	38 €
ZH2x16	Fraise Hémisphérique de 2 mm	16 mm	38 €
ZT1x15	Fraise Droite de 1 mm	15 mm	38 €
ZT3x15	Fraise Droite de 3 mm	15 mm	38 €

Fraises Zircon Revêtues

Référence	Description	Dégagement	Tarif TTC
ZH1x12-Z	Fraise Hémisphérique de 1 mm	12 mm	45 €
ZH1.5x20-Z	Fraise Hémisphérique de 1,5 mm	20 mm	45 €
ZH2x16-Z	Fraise Hémisphérique de 2 mm	16 mm	45 €

Fraises Zircon Diamant

Référence	Description	Dégagement	Tarif TTC
ZH1x12-D	Fraise Hémisphérique de 1 mm	12 mm	99 €
ZH2x16-D	Fraise Hémisphérique de 2 mm	16 mm	99 €

Fraises pour DWX4-W

Référence	Description	Dégagement	Tarif TTC
ZGB-25D	Fraise Conique de 0,5 mm	- mm	71 €
ZGB-50D	Fraise Hémisphérique de 1 mm	12 mm	71 €
ZGB-125D	Fraise Hémisphérique de 2,5 mm	20 mm	71 €

Résines colorées pour fabrication de modèle dentaire


Référence	Description	Quantité	Tarif TTC
RES-PlasGRAY	Résine grise ASIGA - 385 et 405 nm	1 l	222 €
RES-PlasPINK	Résine rose ASIGA - 385 et 405 nm	1 l	222 €
RES-PlasSAND	Résine sable - 405 nm	1 l	322,8 €
RES-PlasBEIGE	Résine beige pour modèles dentaires - 385 et 405 nm	1 l	274,8 €

Résines calcinables

Référence	Description	Quantité	Tarif TTC
RES-SuperCAST_V3	Résine calcinable ASIGA 385 et 405 nm	1 l	360 €

Résines biocompatibles

Référence	Description	Quantité	Tarif TTC
RES-DENTAL	Pour guides chirurgicaux et gouttières - 405 nm	1 l	360 €
RES-DENTAL-UV	Pour guides chirurgicaux et gouttières - 385nm	1 l	360 €
RES-DENTAL-IDB	Pour gouttières de collage indirect - 385 et 405 nm	1 l	360 €
RES-DENTAL-TRAY	Résine pour la fabrication de PEI - 385 et 405 nm	1 l	240 €
RES-DENTAL-TEMP	Résine provisoire A1, A2, A3 en 500 ml - 385 nm	0.5 l	270 €



Show Room à Paris, Lyon

Commande par téléphone au 04 72 53 97 31

ou par mail à info@kreos.fr

Franco de Port = 250€ TTC

WWW.KREOS-DENTAL.FR