

CATALOGUE CONSOMMABLES 2023

NOUVEAUTÉ 2023

UNE BOUTIQUE EN LIGNE :

SHOP.KREOS.FR


LA CHAÎNE DENTAIRE NUMÉRIQUE

KREOS vous accompagne dans tout le processus du flux numérique : de la numérisation jusqu'au post-traitement


1^{er} rendez-vous patient



prise d'empreinte



numérisation




2^e rendez-vous

post-traitement



usinage



impression 3D



SOMMAIRE

Catalogue Version avril 2023

Nos fournisseurs
de consommables
pour l'usinage



shop.kreos.fr
USINAGE



USINAGE

Disques

Cire	5
PMMA	5
Acétal	6
Résine fibre de verre	6
Peek	7
Zircone	8
Indications Zircone	10

Autres

Fraises	12
Accessoires four MIHM VOGT	15
Consommables machines humides	15
Consommables aspirateurs BOFA	16

Nos fournisseurs
de consommables
pour l'impression 3D



shop.kreos.fr
IMPRESSION 3D



IMPRESSION 3D

Résines

Modèles	19
Calcinables	19
Fausses gencives	19
Biocompatibles	20
Indications résistances résines	21

Autres

Bacs de fabrication	22
Notre offre de service	23

Nos fournisseurs d'équipements



DENTAL MANUFACTURING UNIT GMBH



USINAGE

Nos fournisseurs
de consommables
pour l'usinage



Tarifs non contractuels, susceptibles de modification sans préavis
Franco de port à partir de 500 € HT
(valable uniquement sur les consommables en stock chez KREOS)

Cire



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
STD-WAX-D10	Disque cire bleue Ø 98 mm épaulé	10 mm	15 €
STD-WAX-D12		12 mm	15,5 €
STD-WAX-D14		14 mm	16 €
STD-WAX-D16		16 mm	17 €
STD-WAX-D18		18 mm	17,5 €
STD-WAX-D20		20 mm	18 €
STD-WAX-D26		26 mm	18,5 €
STD-WAX-D30		30 mm	19 €

Résine Provisoire teintée

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
STD-RP16	Disque résine provisoire Ø 98,5 mm épaulé - A2 / A3 / A3,5	16 mm	40 €
STD-RP20		20 mm	50 €

Résine Provisoire teintée multicouche

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
STD-RPM16	Disque résine provisoire multicouche Ø 98,5 mm épaulé - A2 / A3 / A3,5	16 mm	75 €
STD-RPM20		20 mm	80 €

Acétal

Pour la réalisation de stellites

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
STD-AC16	Disque résine acétal - A2	16 mm	105 €
STD-AC20	Disque résine acétal - A2 / A3	20 mm	105 €
STD-AC25-ROSE	Disque résine acétal - Rose	25 mm	105 €

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Unité	Valeur
Test de traction (charge maximale)	N	3274
Charge de rupture	N	2639
Pourcentage d'élasticité	MPA	3526

Résine en fibre de verre



Pour l'usinage d'Inlays-Cores

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
STD-NUMERYS-GF	Disque chargé en fibre de verre Ø 98,5 mm épaulé Uniquement sur commande	20 mm	420 €

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Unité	Valeur
Résistance à la flexion	MPa	990
Module d'élasticité	GPa	23,8

Composition

80% de fibres de verre et de 20% de résine époxy

Avantages

Simplicité technique

Radio-opaque

Même protocole de collage que les tenons fibres de verre

Peek

Pour la réalisation de stellites, suprastructures implantaires et les inlays-cores

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
STD-PEEK-10	Disque résine peek beige Ø 98,5 mm épaulé	10 mm	120 €
STD-PEEK-14		14 mm	150 €
STD-PEEK-16		16 mm	175 €
STD-PEEK-20		20 mm	200 €
STD-PEEK-25		25 mm	250 €

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Unité	Valeur
Test de traction (charge maximale)	N	5095
Charge de rupture	N	4108
Pourcentage d'élasticité (%) 0,25	MPA	3805

ÉPAISSEUR MINIMALE

Occlusal > 1 mm
Lingual > 0,7 mm

ZONE DE CONNECTIONS

Groupe des incisives > 12 mm²
Dents postérieures > 14 mm²

PONT DENTAIRE MAX

2 éléments manquants

shop.kreos.fr



Zircone translucide préteintée (1125 Mpa)



Pour la réalisation d'armatures

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
ZI-KTN-HT-14	Zircone translucide préteintée Ø 98,5 mm épaulé - H12 (A1,5/B1-2) H13 (A2-3) Autres teintes sur demande	14 mm	123,48 €
ZI-KTN-HT-18		18 mm	158,76 €
ZI-KTN-HT-22		22 mm	195,30 €

Zircone translucide multicouche (1150 Mpa)



Pour la réalisation de dents anatomiques, bridges, chape et cutback

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
ZI-KTN-HTML+-14	Zircone translucide préteintée multicouche Ø 98,5 mm épaulé - A2 / A3 Autres teintes sur demande	14 mm	189 €
ZI-KTN-HTML+-18		18 mm	226,80
ZI-KTN-HTML+-22		22 mm	264,60 €

Zircone multicouche (748 Mpa)



Pour la réalisation de dents anatomiques et bridges

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
ZI-KTN-STML-14	Zircone translucide préteintée multicouche Ø 98,5 mm épaulé - A1 / A2 / A3 / A3,5 / A4 / B2 / B3 / C2 / C3 / D2 Autres teintes sur demande	14 mm	189 €
ZI-KTN-STML-18		18 mm	226,80 €
ZI-KTN-STML-22	Zircone translucide préteintée multicouche Ø 98,5 mm épaulé - A2 / A3 - Autres teintes sur demande	22 mm	264,60 €

Zircone antérieure multicouche (557 Mpa)



Pour la réalisation de dents anatomiques et bridges

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
ZI-KTN-UTML14	Zircone antérieure super translucide préteintée multicouche - Ø 98,5 mm épaulé - A2 / A3 - Autres teintes sur demande	14 mm	189 €
ZI-KTN-UTML18		18 mm	226,80 €

Zircone YML multicouches (750-1100 Mpa)



Pour la réalisation de dents anatomiques et bridges

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	TARIF TTC
ZI-KTN-YML14	Zircone multicouche - Ø 98,5 mm épaulé - A1 / A2 / A3 / A3,5 / A4 / B2 / B3 / C2 / C3 / D2 / D3 Autres teintes sur demande	14 mm	198 €
ZI-KTN-YML18		18 mm	237,60 €
ZI-KTN-YML22	Zircone multicouche - Ø 98,5 mm épaulé - A2 / A3 - Autres teintes sur demande	22 mm	308,70 €



Indications et comparatifs des zircones

KATANA [®] Zirconia					
NOM	HT	HTML+	STML	UTML	YML
Translucidité	45 %	45 %	49 %	51 %	45-49 %
Résistance (MPa)	1125	1150	748	557	750 à 1100
Dégradé de couche	-	4 couches	4 couches	4 couches	4 couches
Épaisseur (mm)	14 / 18 / 22	14 / 18 / 22	14 / 18 / 22	14 / 18	14 / 18 / 22
Température sintérisation	1 500	1 550	1 550	1 550	1 550

Indications d'utilisation des zircones

														
Facette														
Inlay/onlay														
Zirconie intégrale dent antérieure														
Bridge antérieure 3 unités														
Zirconie intégrale dent postérieure														
Bridge postérieure 3 unités														
Bridge zirconie intégrale 4 unités														
Bridge zirconie intégrale ≥4 unités														
Couronne réduite dent antérieure														
Pont réduit dent antérieure 3 unités														
Couronne réduite dent postérieure														
Bridge réduit dent postérieure 3 unités														
Bridge réduit dent postérieure 4 unités														
Bridge réduit dent postérieure ≥4 unités														
HT	•	•	•	•	≈	✓	*	*	*	*	*	*	*	*
HTML+	✓	✓	*	*	*	*	*	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
STML	•	•	✓	✓	*	*	✓	•	≈	≈	≈	≈	•	•
UTML	*	*	*	•	✓	•	•	•	≈	•	≈	•	•	•
YML	✓	✓	*	*	*	*	*	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Optimale ✓ Possible ≈ Possible mais non recommandée • Impossible

Nouveautés 2023



KREOS se lance dans l'usinage métal avec le fabricant Redon. Désireuse de compléter sa gamme de fraiseuses avec du métal, la société KREOS a décidé de poursuivre son développement avec la distribution des Best Mill et GTR de Redon Technology. Nous proposerons des disques en chrome cobalt et en titane ainsi que des fraises spécifiques.

Redon Best Mill

La Best Mill est une fraiseuse multi-matériaux de très haute technologie. Modulable, avec ou sans changeur de disque, automatique..., la best Mill de Redon va permettre d'augmenter largement la productivité en laboratoire. La Best Mill est une fraiseuse modulaire qui s'adapte donc sur mesure au rythme de l'activité.



Redon GTR



Concernant la GTR, c'est la performance, la puissance et une haute qualité d'usinage qui sont mises en avant. La fraiseuse Redon GTR permet d'usiner sous irrigation, des matériaux durs. Grâce à GTR de Redon, il vous est possible de repousser les limites, en traitant les matériaux avec une performance maximale et un angle d'usinage de - 30 à + 120 degrés.

Redon R-One +

La R-One + de Redon : une conception pensée pour la productivité, une fraiseuse où il est possible de loger jusqu'à 6 blocs en vitrocéramique dans un seul support. La fraiseuse dispose pour cela d'un système spécial de support multi blocs. Du côté des fraises, la R-ONE + peut héberger un maximum de 7 fraises, lui permettant d'usiner de l'élément unitaire jusqu'à un bridge de 3, 4 éléments.





Fraises multimatériaux

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	MARQUES	DÉGAGEMENT	TARIF TTC
ZH0.3	Fraise hémisphérique de 0,3 mm	KREOS		80,40 €
ZH0.6x8	Fraise hémisphérique de 0,6 mm	KREOS	8 mm	38 €
ZH1x12	Fraise hémisphérique de 1 mm	KREOS	12 mm	35 €
ZH2x16	Fraise hémisphérique de 2 mm	KREOS	16 mm	35 €
ZT1x12	Fraise carbure droite de 1 mm	KREOS	12 mm	38 €
ZT3x16	Fraise carbure droite de 3 mm	KREOS	16 mm	38 €
ZT1.5	Fraise d'ébauche plate de 1,5 mm Fraise Haute Qualité - REF 600139	DGSHAPE	18 mm	85,20 €

Fraises revêtues zircone

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	MARQUES	DÉGAGEMENT	TARIF TTC
ZH1x12-Z	Fraise hémisphérique de 1 mm	KREOS	12 mm	39 €
ZH2x16-Z	Fraise hémisphérique de 2 mm	KREOS	16 mm	39 €
ZH1.5x20-Z	Fraise hémisphérique de 1,5 mm	KREOS	20 mm	45 €

Fraises plastiques (usinage PMMA & PEEK)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	MARQUES	DÉGAGEMENT	TARIF TTC
ZH1x12-P	Fraise 1 lèvre de 1 mm - REF 600137	DGSHAPE	12 mm	59,88 €
ZH2x16-P	Fraise 1 lèvre de 2 mm - REF 600136	DGSHAPE	16 mm	59,88 €
ZRB-200D	Fraise plate de 4 mm - (utilisation uniquement pour DWX-53DC)	DGSHAPE		124,80 €

Fraises diamantées 3 dents (usinage zircone)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	MARQUES	DÉGAGEMENT	TARIF TTC
ZH0.6x8-D	Fraise hémisphérique de 0,6 mm - REF 600225	DGSHAPE	8 mm	91,20 €
ZH1x12-D	Fraise hémisphérique de 1 mm - REF 600141	DGSHAPE	12 mm	89 €
ZH2x16-D	Fraise hémisphérique de 2 mm - REF 600140	DGSHAPE	16 mm	89 €
ZH0.6x8-D+	Fraise hémisphérique renforcée de 0,6 mm - REF WZRBNO06XXDRL	DGSHAPE	8 mm	168 €
ZH1x12-D+	Fraise hémisphérique renforcée de 1 mm - REF WZRBNO10XXDRL	DGSHAPE	12 mm	168 €
ZH2x16-D+	Fraise hémisphérique renforcée de 2 mm - REF WZRBNO20XXDRL	DGSHAPE	16 mm	168 €

Fraises diamantées (usinage énamic)

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	MARQUES	DÉGAGEMENT	TARIF TTC
ZDB-30D	Fraise énamic de 0,6 mm pour DWX-D	DGSHAPE	8 mm	196,80 €
ZDB-50D	Fraise énamic de 1 mm pour DWX-D	DGSHAPE	10 mm	196,80 €
ZDB-100D	Fraise énamic de 2 mm pour DWX-D	DGSHAPE	16 mm	196,80 €



Fraises pour usinage céramique

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	MARQUES	DÉGAGEMENT	TARIF TTC
ZGB-25D	Fraise haute vitesse conique de 0,5 mm - Bague bleue	DGSHAPE	8,8 mm	79,20 €
ZGB-50D	Fraise haute vitesse hémisphérique de 1 mm - Bague bleue	DGSHAPE	6 mm	79,20 €
ZGB-125D	Fraise haute vitesse hémisphérique de 2,5 mm - Bague bleue	DGSHAPE	14,75 mm	79,20 €
ZGB-2-25D	Fraise haute qualité conique de 0,5 mm - Bague verte	DGSHAPE	8,8 mm	91,20 €
ZGB-2-50D	Fraise haute qualité hémisphérique de 1 mm - Bague verte	DGSHAPE	6 mm	91,20 €
ZGB-2-125D	Fraise haute qualité hémisphérique de 2,5 mm - Bague verte	DGSHAPE	14,75 mm	91,20 €
ZGB-2-75D	Fraise courte d'ébauche de 1,5 mm - Bague verte	DGSHAPE	8 mm	91,20 €

Fraises pour usinage métal

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	MARQUES	TARIF TTC
ZTB-50D	Fraise titane de 1 mm - Bague rouge	DGSHAPE	124,80 €
ZTB-100D	Fraise titane de 2 mm - Bague rouge	DGSHAPE	124,80 €
ZTB-150D	Fraise titane de 3 mm - Bague rouge	DGSHAPE	124,80 €

Accessoires four MIHM VOGT

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	TARIF TTC
MV-COUPELLE-SPEED-100*	Coupelle pour sintérisation rapide Ø 100 mm / 30 mm	149,40 €
MV-COUPELLE-SPEED-120*	Coupelle pour sintérisation rapide Ø 120 mm / 30 mm	158,40 €
MV-COUPELLE-VENT-100**	Coupelle additionnelle ventilée Ø 100 mm / 35 mm	155,28 €
MV-COUPELLE-VENT-120**	Coupelle additionnelle ventilée Ø 120 mm / 35 mm	155,16 €
MV-COUCVERCLE-100*	Couvercle pour coupelle Diamètre 100 mm	130,92 €
MV-COUCVERCLE-120*	Couvercle pour coupelle Diamètre 120 mm	130,92 €
MV-BILLE-2	Bille de sintérisation Diamètre 2 mm - 200 gr	176,52 €
MV-GRANULE	Granulé pour sintérisation - 200 gr Uniquement pour coupelle ventilée et coupelle standard	84,48 €

* Éléments compatibles avec les programmes SPEED

** Éléments compatibles avec les programmes ventilés

Consommables machines humides

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITE	TARIF TTC
DWX-42W-Filtre	2 filtres de rechange pour le récipient du liquide de refroidissement pour DWX-42W		186,80 €
DWX-4W-Filtre	Filtre de rechange pour le récipient du liquide de refroidissement pour DWX-4W		72 €
ZAW-1000D	Additif de refroidissement pour DWX-4W / DWX-42W	1000 ml	66 €
ZCH-250D	Liquide de nettoyage pour DWX Humide	250 ml	112,80 €



Consommables aspirateur BOFA

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	TARIF TTC
ASPI-DP-400-BAG	Sac pour DentalPRO 400	40 €
ASPI-DP-400-FILTRE	Filtre HEPA pour DentalPRO 400	60 €
ASPI-DP-UNIVERSAL-BAG	Sac pour aspirateur DP-BASE et UNIVERSAL	60 €
ASPI-DP-UNIVERSAL-FILTER	Filtre HEPA pour aspirateur DP-BASE et UNIVERSAL	60 €

Matifiant scanner 3D

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITE	TARIF TTC
MAT	Spray matifiant pour scanner 3D	200 ml	30 €
AES-TRANS	Spray matifiant transparent pour scan 3D	400 ml	36 €
AES-WHITE	Spray pour scan 3D permanent	400 ml	17,88 €
AES-BLUE	Spray pour scan 3D	400 ml	35,40 €
AES-ORANGE	Spray pour scan 3D	400 ml	39 €

IMPRESSION 3D

Nos fournisseurs
de consommables
pour l'impression 3D

ASIGA

dentona®
NEW WAY DENTAL TECHNOLOGY

DETAX

keystone
industries

GC


SAREMCO

Tarifs non contractuels, susceptibles de modification sans préavis
Franco de port à partir de 500 € HT
(valable uniquement sur les consommables en stock chez KREOS)



Résine modèle

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COMPATIBILITE	TARIF TTC
RES-DentaMODEL	Résine beige ASIGA - 385 & 405 nm - 1 kg	ASIGA	198 €
RES-PlasGRAY-V2	Résine grise ASIGA - 385 & 405 nm - 1 kg	ASIGA	210 €
RES-OPTIPRINT-MODEL-BROWN	Résine beige DENTONA - 385 & 405 nm - 1 kg	ASIGA	157,50 €
RES-DentaFORM	Résine grise ASIGA pour modèle Ortho - 385 & 405 nm - 1 kg	ASIGA	150 €
RES-RS-MODEL-TAN	Résine beige RAPIDSHAPE pour modèle Ortho - 385 & 405 nm - 1 kg	RAPIDSHAPE	154,80 €
RES-RS-MASTER-MODEL	Résine beige RAPIDSHAPE -385 & 405 nm - 1 kg	RAPIDSHAPE	226,80 €
RES-BASF-DM2505	Résine BASF - 1 kg	ASIGA	132 €

Résine calcinable

Pour la réalisation de stellites, suprastructures implantaires et les inlays-cores

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COMPATIBILITE	TARIF TTC
RES-SuperCAST_V3	Résine ASIGA - 385 & 405 nm - 1 kg	ASIGA	360 €
RES-DentaCAST	Résine ASIGA - 385 & 405 nm - 1 kg	ASIGA	210 €

Résine pour fausses gencives

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COMPATIBILITE	TARIF TTC
RES-OPTIPRINT-GINGIVA	Résine DENTONA - 385 & 405 nm - 500 g	ASIGA	196,80 €

Résine pour guides chirurgicaux & PEI

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COMPATIBILITE	TARIF TTC
RES-OPTIPRINT-TRAY	Résine DENTONA pour PEI - 385 & 405 nm (1A) - 1 kg	ASIGA	202,80 €
RES-OPTIPRINT-IBT	Résine DENTONA pour gouttières souple & collage indirect - 385 & 405 nm (1A) - 1 kg	ASIGA	298,80 €
RES-OPTIPRINT-GUIDE-UV	Résine DENTONA pour guides chirurgicaux - 385 nm (2A) - 1 kg	ASIGA	298,80 €
RES-KEYGUIDE	Résine KEYSTONE pour guides chirurgicaux - 385 & 405 nm (1A) - 1 kg	ASIGA RAPIDSHAPE	299,52 €
RES-DentaGUIDE	Résine ASIGA pour guides chirurgicaux - 385 nm (1A) - 1 kg	ASIGA	210 €
RES-DentaTRAY	Résine ASIGA pour PEI - 385 & 405 nm (1A) - 1 kg	ASIGA	210 €

Résine pour prothèse provisoire

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COMPATIBILITE	TARIF TTC
RES-GC-TEMP	Résine GC provisoire teintes light & medium- 385 nm (2A) - 500 g	ASIGA RAPIDSHAPE	300 €
RES-FREEPRINT-TEMP	Résine DETAX provisoire teintes A2 & A3- 385 nm (2A) - 500 g	ASIGA RAPIDSHAPE	291 €
RES-OPTIPRINT-LUMINA-TEMP	Résine DENTONA provisoire teinte A2 - 385 & 405 nm (2A) - 500 g	ASIGA	196,80 €
RES-OPTIPRINT-LAVIVA-DENTURE	Résine DENTONA pour base de complet - 385 & 405 nm (2A) - 1 kg	ASIGA	322,80 €
RES-FREEPRINT-DENTURE	Résine DETAX pour base de complet - 385 nm (2A) - 1kg	ASIGA RAPIDSHAPE	454,28 €
RES-Denta-TRY	Résine ASIGA pour prothèse complète d'essayage - Teinte A3 (1A) - 1 kg	ASIGA	210 €



Résine pour gouttière

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COMPATIBILITE	TARIF TTC
RES-OPTIPRINT-CLARA	Résine DENTONA pour gouttières - 385 & 405 nm (2A) - 1 kg	ASIGA	358,80 €
RES-KEYSPLINT-HARD	Résine KEYSTONE pour gouttières - 385 & 405 nm (2A) - 1 kg	ASIGA RAPIDSHAPE	530,40 €
RES-KEYSPLINT-SOFT	Résine KEYSTONE pour gouttières - 385 & 405 nm (2A) - 1 kg	ASIGA RAPIDSHAPE	530,40 €

Résine pour prothèse permanente

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COMPATIBILITE	TARIF TTC
RES-SAREMCO-DENTURETEC	Résine SAREMCO pour prothèse permanente 385 nm (2A) - 500 g	ASIGA RAPIDSHAPE	318 €
RES-SAREMCO-CROWNTEC	Résine SAREMCO pour prothèse permanente teintes A2 & A3 - 385 nm (2A) - 500 g	ASIGA RAPIDSHAPE	744 €

Indications de résistance des résines

RÉFÉRENCE	RÉSISTANCE À LA FLEXION (MPa)	RÉSISTANCE À LA TRACTION (MPa)	DURÉE DE VIE
RES-SAREMCO-DENTURETEC	> 100	> 1 000	2 ans
RES-SAREMCO-CROWNTEC	> 130	> 4 000	3 ans
RES-GC-TEMP	> 122	> 3 000	18 mois
RES-FREEPRINT-TEMP	> 100	> 2 300	18 mois
RES-OPTIPRINT-LUMINA-TEMP	> 120	> 5 800	2 ans
RES-OPTIPRINT-LAVIVA-DENTURE	> 120	> 6 100	2 ans
RES-FREEPRINT-DENTURE	> 105	> 2 500	18 mois

Bacs de fabrication ASIGA

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CAPACITE	TARIF TTC
ASG-PICO-TRAY	Bac de fabrication pour ASIGA PICO	500 ml	84 €
ASG-MAX-TRAY-1L	Bac de fabrication pour ASIGA MAX	1 l	108 €
ASG-MAX-TRAY-2L		2 l	156 €
ASG-MAX-TRAY-5L		5 l	276 €
ASG-MAX-TRAY-BOX	Boîte pour le stockage des bacs de PICO / MAX	1	30 €
ASG-PRO-TRAY-1L	Bac de fabrication pour ASIGA PRO	1 l	108 €
ASG-PRO-TRAY-2L		2 l	156 €
ASG-PRO-TRAY-5L		5 l	276 €
ASG-PRO4K-TRAY-2L	Bac de fabrication pour ASIGA PRO 4K	2 l	108 €
ASG-PRO4K-TRAY-5L		5 l	156 €
ASG-PRO4K-TRAY-10L		10 l	276 €
ASG-PRO4K-TRAY-BOX	Boîte pour le stockage des bacs de PRO / PRO4K	1	30 €

Bacs de fabrication RAPIDSHAPE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CAPACITE PRODUCTION*	TARIF TTC
RS-TRAY-30	Bac de fabrication pour RAPIDSHAPE D30	jusqu'à 400 productions	492 €
RS-TRAY-50	Bac de fabrication pour RAPIDSHAPE D50		504 €
RS-TRAY-100	Bac de fabrication pour RAPIDSHAPE D100		540 €

* La capacité de production va dépendre de la résine utilisée et de l'application

Service de commande

Notre service administratif est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Vous pouvez passer vos commandes de consommables sur notre boutique en ligne : shop.kreos.fr

Les commandes passées avant 12h seront expédiées le jour-même. La livraison est réalisée entre 24h et 72h sur les jours ouvrés. Les commandes passées après 14h seront expédiées le lendemain.



Support technique

Notre service technique est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Le ticket de support en ligne, un nouvel outil vous permettant de communiquer, rapidement et facilement, vos demandes à notre support technique.

Pour y accéder : support.kreos.fr ou avec le ce QR Code



Centre de formation

Dans un soucis d'accompagnement tout au long de votre évolution sur les équipements que nous proposons, nous avons mis en place des programmes de formation que nous assurons en groupe et dans nos locaux.

Pour y accéder aux programmes de formation scannez ce QR Code



KREOS étant organisme de formation agréé QUALIOPF, une prise en charge par votre OPCO est possible.

